



So funktioniert's



einfach – sicher – hygienisch – schnell

1



Markieren Sie mit dem Studex-Markierstift die Stelle, an welcher das Ohr durchstochen werden soll.

2



Lassen Sie Ihren Kunden die markierte Stelle im Spiegel betrachten und zustimmen.

3



Desinfizieren Sie die Ohr läppchen von beiden Seiten gründlich mit dem Alkoholtupfer. Lassen Sie den Alkoholreiner trocknen.

4



Trennen Sie die beiden Blisterverpackungen an der vorgesehenen Perforation ab. Entfernen Sie das Siegelpapier der Blisterverpackung - entnehmen Sie jedoch die Kartusche nicht aus der Blisterverpackung.

5



Halten Sie die Kartusche mit der Blisteröffnung nach unten und drücken Sie die Kartusche in die Halterung des Instruments. Achten Sie darauf, dass der Teil mit der Pousette zuerst einrastet.

6



Danach drücken Sie das hintere Teil der Kartusche in die Halterung des Instruments und nehmen die Blisterverpackung ab – werfen Sie diese jedoch nicht weg, denn sie wird im Punkt 10 wiederverwendet.

7



Positionierung: Richten Sie die Ohrsteckerspitze auf die markierte Stelle und drücken Sie das Instrument leicht zu, um die Ohrsteckerspitze präzise auf der markierten Stelle zu positionieren.

8



Stechvorgang: Wenn Sie mit der Positionierung zufrieden sind, drücken Sie das Instrument bis zum Anschlag durch. Die Pousette wird automatisch auf dem Stecker positioniert. Wichtig: Instrument bis zum Anschlag zudrücken.

9



Lösen Sie den Druck vom Instrument, es kehrt in seine Ausgangsposition zurück, und ziehen Sie es vorsichtig senkrecht nach unten ab.

10



Setzen Sie die Blisterverpackung wieder auf die Kartusche. Indem Sie die Kartusche mit der Blisterverpackung nach vorne drücken, können sie die Kartusche aus der Halterung des Instruments lösen.

11



Entnehmen Sie die Kartusche mit der Blisterverpackung aus der Halterung des Instruments und werfen Sie beides weg.

12



Tragen Sie auf der Vorder- und Rückseite des Ohrlochs ein Studex Pflege Produkt auf und beraten Sie Ihren Kunden über die Nachpflege innerhalb der ersten 6 Wochen.